

Système de filtration sous vide JOANLAB®

- **Nouveau modèle :** L'unité de filtration **Joanlab®** peut être utilisée pour l'analyse chimique, l'analyse environnementales, la recherche biologique, l'industrie scientifique et autres, pour filtrer les bactéries et les particules fines tels que l'analyse de l'eau, l'analyse de la concentration des particules en suspension, le coefficient membranaire, la récolte des cellules après une culture bactérienne.
- **Facile A Utiliser :** Elle est surtout utilisée pour la stérilisation de solutions thermosensibles ainsi que dans le domaine de l'aviation pour l'analyse du kérosène facilement.

• **Matériau**

High borosilicate glass

Couleur : TRANSPARENT

• **Capacité**

1000ml (disponible aussi en 250ml, 500 et 2000ml)

Numéro de Modèle : JFA-05-1000ml

• **Nom de marque**

JVLAB

Origine : CN (Origine)

